

Trockenstellen verbessern mit 4-einfachen Schritten



1 Kartusche =
2 Milchproben
untersuchen

1.



Selektion von Kühen mit einer hohen somatischen Milchzellzahl. **Der Mastatest identifiziert die pathogenen Bakterien.**

2.



Entnahme einer Sammelmilchprobe von 4-Vierteln **oder nur von bereits identifizierten Eutervierteln** mit hoher somatischer Milchzellzahl.

3.



Befüllte Kartusche in die Lapbox geben, Kuhdaten eingeben, Start drücken. Fertig.

4.



Ergebnis-E-Mail in <24 Stunden
Behandlungsempfehlung

Hierarchische Auswertung: *S. aureus*, KNS, andere Gram+ oder Gram- Bakterien (Hinweis: Kein Antibiogramm)

Verwenden Sie die HiSCC-Kartusche bei subklinischer Mastitis. Zum Testen klinischer Mastitis-Fälle verwenden Sie die klinische Kartusche.